

Rifinitura di cavità prossimali di altissimo livello!

Punte SonoShaping,
ideate dal Dr. Ivo Agabiti, Pesaro



© 01/2012 - 406018V0



Quality Products
Made in Germany

La bisellatura di cavità per intarsi o la rifinitura di cavità prossimali in composito sono operazioni che richiedono una forte attenzione da parte dell'operatore. Con le punte SonoShaping, da montare su manipolo sonico (per es. SF1LM Komet) è possibile lavorare in condizioni di assoluta sicurezza e rispetto dell'anatomia e senza lesioni per i denti prossimali. Il gambo della punta non interferisce nel campo

visivo quando si lavora con gli occhialini o al microscopio, come avviene invece con testina della turbina o del moltiplicatore. Il rivestimento diamantato monolaterale a grana fine 46 µm permette una lavorazione mesiale o distale decisamente sicura e accurata. Oltre all'impiego in odontoiatria conservativa, le punte SonoShaping possono essere usate per la separazione pre-protetica di monconi.

Shaping

rivestimento del lato convesso

