

# PiezoLine. Inserts ultrasoniques.




Quality Products  
Made in Germany

Dispositif médical : Classe IIa  
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)  
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
07/2014 - 413164V0  
Pour toute information complémentaire  
se référer à la notice d'utilisation.

## Détartrage

== usure max. 2 mm



## Traitements Parodontaux



## Prophylaxie implantaire



### Set 4638

10 inserts en polymère SF1982,  
1 support 1981.EM1 et 1 clé 566



Tous les inserts sont livrés dans une clé dynamométrique.

Indication		Niveau de puissance Piezon® *		
		Faible	Moyen	Elevé
Détartrage	A	●	●	●
	B, C, P	●	●	●
	PS	●	●	●
Prophylaxie Implantaire	SF1982	●	●	●
Paro	PL1 - PL5	●	●	●

Remarque : débit important (min. 50 ml/min)

- Autorisé
- Autorisé seulement à court terme
- Non approprié ou non autorisé

\*Piezon® est une marque déposée de la société EMS, en Suisse